


## Hurtigguide for installasjon i private hjem



- Velg SDM "Hjemmeprofil" i V-STATS™
- Koble sammen skilletransformator og strømkabelpluggen
- Koble skilletransformator til SDM
- Sett strømkabelen inn i kontakten



Du finner detaljert informasjon i "SDMS - Installasjon i private hjem utført av instruert personell" (HB-011472).



[www.sentec.com/ifu](http://www.sentec.com/ifu)



**Sentec AG**  
Ringstrasse 39  
CH-4106 Therwil  
Sveits  
[www.sentec.com](http://www.sentec.com)

HB-011465\_  
Utgivelsesdato: 03/2021



CE  
0123

Care with  
Confidence